

# 配布物変更点

↓ (従来品)

鼻咽頭スワブ入り

25テスト入り



鼻腔採取用スワブ



↓ (今回配布キット)

鼻腔スワブ入り

25テスト入り



変更点

	鼻咽頭スワブ入り	鼻腔スワブ入り
滅菌スワブ	鼻咽頭ぬぐい液採取用スワブ	鼻腔ぬぐい液採取用スワブ
乾燥防止用フィルム	○	—
抽出用バッファーチューブブラック	—	○
コントロールスワブ	—	○

※コントロールスワブは抽出の手技を確認するためのものになります。

通常は使用しません


# 有効期限の注意点

## 【構成】

- ・ SARS-CoV-2 Antigen Control Swab(Negative Control) Lot: NC0121023C Exp:2022.05.02
- ・ SARS-CoV-2 Antigen Control Swab(Positive Control) Lot: PC0821023C Exp:2022.05.02



## 【試薬パウチ】 QC0381024I 2022.05.14



## 注意！

- ・キットの外箱に記載されている有効期限は構成部品の中で最も期限が短いコントロールスワブのものになります。
- ・試薬はアルミパウチに記載されている有効期限まで使用できます。

