

「さっぽろ救急サポーター」参画事業者 代表者 様

## AEDの維持管理に関するお知らせ

### ～緊急時に備え、日常の維持管理が大切です～

時下、貴台におかれましては益々御清祥のことと、お喜び申し上げます。

平素より当局の推進しております「さっぽろ救急サポーター」事業に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。

AEDにつきましては、緊急時に備え、日常の維持管理が非常に大切です。

貴台におかれましては、この点、十分御配慮をいただいていることとは存じますが、改めて、下記の事項に御留意の上、今後とも事業の趣旨を御理解いただき、市民の救護に積極的な御協力をお願い申し上げます。

### 記

#### 【日常のAED維持管理方法】

##### 1 インジケータの確認

AEDには、AEDが正常かどうかを示すインジケータ（注）がついていますので、日常的にインジケータ表示を確認してください。

（注）AEDの状態を確認するためのランプや画面のこと。

機種により異なりますので取扱い説明書を確認して下さい。

##### 2 電極パッドやバッテリーの交換

AEDの電極パッドやバッテリー等の消耗品には、使用期限があります。消耗品の交換時期を把握し、適切な時期に交換してください。

～参考～

AEDの点検をしていますか？（厚生労働省ホームページ）

[http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/iyakuhin/aed/index.html](http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/aed/index.html)

